


DISTRIBUTION CHAIN PARTICIPANT / IDENTIFICATION CHART

 PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ (www.patron.eu)	Product identification label:
Manufacturer—product final inspection / name: Signature:	

Importer / EU-distributor : (name, address, contact info)	Importer / EU-distributor (stamp):
--	------------------------------------

Point of Sale / Service partner : (name, address, contact info)	Point of Sale / Service partner (stamp):
--	--

Date of sale (day, month, year): . . .	Name (block letters), phone number, stamp and signature of the seller:
---	--



INFORMATION FOR USE (en)

=> **medical device: seating system**

NÁVOD K POUŽITÍ (cs)

=> **zdrav. prostředek: polohovací zařízení**

TAMPA
(ver. Classic / sizes: MINI, STD, MAXI, SM42)



Manufacturing and Distribution:

PATRON Bohemia a.s.
 Českolipská 3419, 27601 Mělník, Česká Republika
 tel.: +420-315 630 111
[http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)




SCHEMA



BASIC TECHNICAL DATA	ZÁKLADNÍ PARAMETRY	MINI	STD	MAXI	SM42
Backrest height [mm]	Výška opěry zad [mm]	450-600	520-680	580-680	580-680(1070)
Seat depth [mm]	Hloubka sedačky [mm]	200-270	275-310	320-430	320-430
Seat width [mm]	Šířka sedačky [mm]	200/step/300	240/step/340	280/step/380	320/step/420
Seat to floor [mm]	Vzdálenost sedák-podlaha [mm]	410-600	410-600	410-600	410-600
Seat to footplate [mm]	Vzdálenost sedačka-podnožka [mm]	145-290	195-335	230-385	230-385
Backrest angle [mm]	Náklon opěry zad [mm]	90°-165°	90°-165°	90°-155°	90°-135°
Seat angle [mm]	Náklon sedačky [mm]	+37° / -11°	+37° / -11°	+37° / -11°	+37° / -11°
Total length [mm]	Celková délka [mm]	880	880	880	880
Total width [mm]	Celková šířka [mm]	510	510	510	510
Total height / with handle [mm]	Celková výška/poloh.vodítkem [mm]	1050	1110	1140	1210
Brake	Brzda	foot oper.	foot oper.	foot oper.	foot oper.
Total weight [kg]	Celková hmotnost [kg]	15,0	15,5	17,5	19,5
Maximum load [kg]	Celková nosnost [kg]	40,0	40,0	50,0	75,0

SCHEMA - POPIS:

1. Vodítko
2. Sedačka
3. Hrazdička
4. Podnožka
5. Podvozek
6. Bočnice
7. Hlavová opěrka
8. Područky
9. Aretace výšky sedačky
10. Teleskopický držák rámečku sedačky
11. Teleskopický výsuv podvozku
12. Kolečka s brzdou



INTRODUCTION:

Dear customers, read this document carefully before using this product for the first time. Follow all safety instructions stated in this document. If you have any questions about the product and its proper use, contact professional staff or a service centre. Report any serious adverse event related to the product, or any deterioration in the user's health in connection with the use of the product, immediately to the official distributor of the product in your country or to the manufacturer of the product. For latest safety and/or recall information for this product, as well as the product declaration of conformity, please contact the official distributor of the product in your country or the product manufacturer. Keep this document in a safe place for further reference.



..... **WARNING, CAUTION:**



..... **maximum load.**

WARNING! Keep fingers out of any moving parts when operating with the stroller.

WARNING! Never leave your child unattended! Even if the belts and brakes are in use.

WARNING! Check before use that all locking devices are properly locked and all safety equipments are properly used.

WARNING! Check before use that seat unit is properly locked in the chassis interface.

WARNING! The seat unit is not suitable for a child younger 6 months.

WARNING! This product must not be used while jogging or in-line skating.

WARNING! The seat unit must not be used in motor vehicles as the car seat.

ATTENTION! Read this manual carefully before the first use of the stroller, as well as keep it for further reference. Safety of a child might be in danger in case you will not follow the instructions and safety notices mentioned I the user guide.

PRODUCT - DESCRIPTION, FEATURES, IDENTIFICATION:

You have received a product that is determined for versatile everyday usage as indoor at home. Before using the product for the first time, get to know carefully how to use it , how to handle with it, how works all the product features, to avoid any possibility of injury. In particular, observe the following instructions:

- All users and / or their accompanying persons must be trained by qualified personnel how to operate with the product. Users and / or their accompanying persons are obliged to read and learn in particular about the residual risks of this product, in connection with the safety instructions given in this document.
- The product has been adapted to the individual needs of the user. Additional changes may only be made by qualified personnel.
- We recommend that you check the product customization once a year to ensure optimal product setup for users. Especially for users with changing anatomy (eg body dimensions and weight) it is recommended to adjust at least once every six months.
- Your specific product may differ from the variants shown here. In particular, not all optional accessories described in this document are mounted on your product.
- The manufacturer reserves the right to make technical changes to the design described in this manual.

Product features:

This product is classified as a non-invasive therapeutic device of class 1. The product is intended for short-term and long-term use. The product is controlled by an accompanying person and is used to transport children with the help of another person. The product is intended for use on a solid surface in interiors.

PODMÍNKY UŽITÍ:

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacce musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacce se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamacce musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacce se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu pneumatik. Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
10. Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamacce.
11. Doba uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

Výrobce, společnosti PATRON Bohemia a.s., si vyhrazuje právo na změnu na výrobcích.

POZNÁMKY:

The product is used by children with temporary or permanent limitation of the ability to walk, unable to walk or keep standing. The product is suitable for users whose anatomy (eg body dimensions and weight) allows the use of this product for the given purpose and whose skin is intact. The product must only be used in conjunction with the accessories specified in the order form.

The manufacturer of this product assumes no responsibility for combinations with medical devices and / or accessories from other manufacturers. Only product combinations evaluated in terms of their efficiency and safety are permitted. This product and accessory combination must be permitted and stated in the product combination agreement.





Indications: mild to severe or complete restriction of the user's movement.

Contraindications: Absolute contraindications are not known. Relative contraindications - lack of physical or mental preconditions, significant surface damage of surface tissue (eg skin, etc.).

Accompanying phenomenon: Exceptionally, the following accompanying phenomena may occur when using the product - pain in the neck muscles, pain in the muscles and joints, circulatory disorders, risk of pressure sores. In case of these accompanying phenomena or problems, contact your doctor or therapist.

Product identification:

Information on the product label:

 GTIN	Global trade identification number. According to GS1-standard = UDI-DI – Unique Device Identifier - Device Identifier. .
 SN	Serial number. According to GS1-standard = UDI-PI – Unique Device Identifier - Production Identifier.
 REF	Producer identification – product version
Mod.:	Product version / text
Spec.:	Product version / colour version
	Producer - address

Date of production: Serial number (first 3 digit) includes production date. („253“ = 253.-months from 01.01.2000 = January 2021)

SAFETY AND PROTECTION:

- The attendant must be familiar with the instructions of this manual.
- Professional medical advice regarding the suitability of this product must be sought before use.
- Always make sure, before departure, the child is comfortable, and that clothes and rugs etc, are tucked in, so they do not fall in the wheels.
- The stroller MUST NOT be used as a seat for a child while traveling in motor vehicle or bus.
- Ensure that child is clear of moving parts before making adjustments, to avoid any injury.
- When angle-positioning and adjusting the seat and backrest act accordingly to avoid sudden uncontrolled movements.
- Change of the seat direction must be done without the occupant and with empty seat unit.
- Do not allow the child to climb unassisted into and out from the stroller.
- Always apply the parking brakes, when getting in and out the stroller.
- The stroller is not designed to be driven down the stairs.
- Ensure yourself that the fixing accessories, safety bar and other equipment is fitted and adjusted correctly.
- Do not stand on the footrest.
- The brakes must be engaged at all times when the stroller is not moving.
- Getting over the curb practice firstly with an empty stroller.
- The attendant must take precautions against the fire risk. In buildings, check the location of fire exits and ensure procedures are understood.
- Do not let children play with or hang on the stroller.
- During the drive keep full attention, to avoid any dangerous situation or collisions.
- Do not overload the stroller. Overloading of a chassis, seat, bag or basket causes reduction of stability of the stroller.
- Make the full attention, when manipulate with the stroller, not to injure the child or yourself.

- If it is possible, always use drive-up ramps or lift to overcome any access restrictions.
- Always lift the stroller in two persons.
- Never transport the stroller when you and/or assistance are not sure if you can transport the stroller with the child safely.
- When you drive the stroller on the road, follow the road traffic regulations.
- Do not use the stroller for any other purposes than it is designed for.
- The stroller is designed to carry only one child.
- Do not use any other than original PATRON accessories designed for this product.
- When the stroller is folded and unfolded, the user guide must be followed carefully, to avoid any damage on the construction what could affect the product stability.
- In case of apparent defect, which limits product's safe using (e.g. damage of chassis, part falls away or other optically visible defects, cracks etc.) it is necessary to stop using the product immediately and contact your local official distributor or service centre.
- Company PATRON does not bear any responsibility for the damages caused by using other than original PATRON accessories supplied by this company.
- Company PATRON does not bear any responsibility for the damages and accidents caused by inappropriate use of this product.

PREPARATION FOR USE, USE:

Deployment of pneumatic springs

Unlock the pins on the chassis and slide the pneumatic springs into the vertical tubes on the chassis (pic.8).

Fitting the seat onto the room base

Take the seat and place the frame holder on the pneumatic springs in the chassis, then slide it all the way to the pins and unlock the pins (pic.8). Lock the seat by tightening two levers (pic.1). Finally ensure that seat is locked correctly by slight lifting of the seat.

Attaching the telescope to the seat

Before you start to operate with the stroller you have to connect dismantled telescope for the tilt in space adjustment.

Unscrew self-locking nut from the screw on the telescope and together remove from the mounted washers (pic.7/A). Place the screw with the telescope into the hole of the frame (pic.7/B,C). Mount the washer and self-locking nut and tighten everything properly.

Height adjustment of positioning chair

At first unloose two levers (pic.1), adjust requested height and then tighten the levers again.

Wheel base length telescopic adjustment

Unloose the screws with plastic rosace (pic.2) on the frame and according to need adjust the distance between front and rear wheels by telescopic arms. Then tighten the screws. Take into consideration that left and right arm have to be adjusted on the same length.

Seat-unit tilt-in-space positioning

Unloose the lever of tilt-in-space, adjust the seat to the requested position and tighten the lever (pic.3)

Seat and footrest set depth adjustment

Unloose both screws for adjusting the seat depth and screws for adjusting the footrest depth under the seat, adjust the depth of the seat and footrest and tighten the screws again.

Footrest angle adjustment

Press both buttons on side of footrest hinge simultaneously and adjust requested angle position. Free both buttons afterwards. (pic.4)

Backrest height adjustment

Loose and take of all the backrest height adjustment bolts. Set the height of the backrest by lifting or pressing down and after tighten the screws. Before you start to set the backrest, take of backrest upholstery and after you set requested position, put upholstery back.

Backrest recline positioning

Hold the seat backrest firmly, Loose backrest lever on back of telescope, adjust to the requested position and tighten the lever properly (pic.5).

Adjustable armrests

At the armrest is adjustable height

Release the armrests to the desired height and secure with screws.

For adjusting of some parts of the chair you will need to use Hex key. You will find it in the pocket which is on the back side of the backrest.

When adjusting the position of backrest, seat, footrest or eventually the whole chair, the distance between front and rear wheels of the base must be sufficient for avoiding tipping of the chair.

Operating the parking brake

To apply the brake, tread on both brake levers above rear wheels separately. The part of brake operating is pushed

najdete na aktuálním seznamu.

Nasedání do zařízení

Ujistěte se, že je zařízení zabrzděno; k ulehčení nasedání je vhodné posunout podnožku co nejvíce pod zařízení a sklopit stupačku. Pokud je to nutné, požádejte důvěryhodnou osobu, aby zařízení podržela. Opatrně posadte dítě do zařízení, zapněte všechny fixační doplňky, kterými je vaše zařízení vybaveno, připevněte hrazdičku a upravte podnožku do potřebné polohy. Dbejte na to, aby dítě vždy sedělo pohodlně.

Vyседání ze zařízení

Ujistěte se, že je zařízení zabrzděno; k ulehčení vyседání je vhodné posunout podnožku co nejvíce pod zařízení a sklopit stupačku. Pokud je to nutné, požádejte důvěryhodnou osobu, aby zařízení podržela. Rozepte všechny fixační doplňky, kterými je vaše zařízení vybaveno, sundejte hrazdičku a opatrně vyndejte dítě ze zařízení.

Potah

Potah zařízení je odnímatelný.

Potah zádoové opěrky

Převlékněte přes její horní okraj a spodní část potahu provlékněte otvorem mezi zádoovou opěrou a sedátkem a zajistěte ho suchými zipy na zadní části zádoové opěrky.

ÚDRŽBA, LIKVIDACE PRODUKTU:

Váš kočárek Vám při dodržování níže uvedených instrukcí bude sloužit dlouho, aniž byste museli využít služeb Vašeho servisního střediska.

- Pravidelně kontrolujte uzávěr vodítka, zajištění hrazdičky, úchyty na kočárku, spoje, podnožku a pojistku vodítka, aby byly stále v dobrém a funkčním stavu. Brzdy, kola a potah kočárku jsou opotřebitelné části kočárku, proto by měly být vyměněny vždy, když to bude nutné.
- Kočárek by měl být každých 12 měsíců zkontrolován odborníkem.
- Doporučujeme po 24 měsících navštívit servisní oddělení.
- Kočárek může být opravován jen zaměstnanci servisních středisek výrobce nebo odborníky touto firmou pověřenými.
- K opravám mohou být použity jen originální náhradní díly dodávané výrobcem.
- Rotační a posuvné části kočárku pravidelně ošetřujte mazadly ve spreji (např. WD 40), minimálně každých šest měsíců. Nikdy nepoužívejte olej nebo vazelinu. Dbejte na to, abyste nepoužili příliš velké množství mazadla (způsobilo by to zanášení špíny mezi otáčející se částí). Přebytkové mazadlo otřete.
- Skládání a rozkládání kočárku by vždy mělo být velmi lehké. Pokud tomu tak není, přečtěte si znovu příslušné odstavce v návodu k použití.
- Kontrolujte pravidelně tlak v pneumatikách.
- Podvozek, plasty a kolečka je možné omývat teplou vodou s přidávkem běžného saponátu.
- Potah kočárku lze čistit hadrem namočeným v teplé vodě, případně vyprat v ruce (max. 40°C)
- Nikdy kočárek nečistěte abrazivními čistícími prostředky, prostředky na bázi amoniaku, bělidly a lihovými čistidly.
- V případě, že byl kočárek vystaven vlhkému prostředí, utřete ho savým materiálem a nechte v teple uschnout.
- Kočárek ukládejte na suchém a bezprašném místě při doporučené teplotě 5-20°C.
- Pravidelně kontrolujte a dotahujte šroubové spoje.
- Jsou-li použita ovládací lanka (brzdy, teleskopy, naklápění), pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby seřídte a promažte.

Životnost produktu: Předpokládaná provozní životnost je 5 let. Předpokládaná provozní životnost byla použita jako základ při vývoji produktu a definování požadavků týkajících se použití produktu k danému účelu. Tato data zahrnují také požadavky na údržbu, pro zajištění požadované účinnosti a bezpečnosti produktu.

Pokyny pro likvidaci: Za účelem likvidace je nutné produkt likvidovat v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí, platnými v dané zemi použití produktu.

- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není dodáváno či schváleno výrobcem
- Při častém skládání a rozkládání kočárku je třeba zvlášť pečlivě dodržovat návod k použití, předejete tím nestabilitě stopy kočárku. Při nedodržování návodu na skládání kočárku může dojít k zakřivení konstrukce
- V případě zjevné závady brání bezpečnému používání výrobku (např. poškození podvozku, odpadlá část či jiné opticky viditelné vady, praskliny apod.) je třeba neprodleně přestat užívat výrobek a kontaktovat prodejce.
- Firma PATRON Bohemia a.s. nese zodpovědnost za škody způsobené používáním jiných doplňků než dodávaných touto firmou
- Firma PATRON Bohemia a.s. nese zodpovědnost za škody a nehody způsobené nesprávnou manipulací s kočárkem

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ, POUŽITÍ:

Nasazení pneumatických pružin

Odjistěte na podvozku kolíky a nasuňte pneumatické pružiny do svislých trubek na podvozku (obr.8).

Nasazení sedačky na podstavce

Uchopte sedačku a nasadte držák rámečku na pneumatické pružiny v podvozku, poté nasuňte na doraz ke kolíkům a následně kolíky odjistěte (obr.8). Sedačku zajistěte utažením dvou páček (obr.1). Ujistěte se, že sedačka je pevně zajištěná nadzvednutím sedačky.

Přípevnění teleskopu k sedačce

Odšroubujte samojistnou matku ze šroubu na teleskopu naklápění sedačky (obr.7/A) a sejměte nasazenou podložku, vytáhněte šroub z teleskopu. Sklopte teleskop (obr.7/B) a šroub prostrčte otvorem v rámu podvozku a teleskopem (obr.7/C). Nasadte podložku a vše řádně dotáhněte.

Nastavení výšky polohovacího zařízení

Výšku nastavíte pomocí dvou páček (obr.1). Páčky nejdříve povolte, provedte požadovanou změnu výšky a poté páčky opět utáhněte.

Nastavení délky rozvoru podstavce

Povolte šrouby s plastovou růžicí (obr.2) na rámu podvozku a dle potřeby upravte vzdálenost mezi předními a zadními koly vysunutím nastavitelných ramen. Poté šrouby utáhněte. Dbejte na to, aby jste levé a pravé rameno vysouvali na stejnou délku.

Nastavení náklonu sedačky

Povolte páčku teleskopu pro nastavení náklonu sedačky, nastavte sedačku do požadované polohy a páčku zajistěte (obr.3)

Nastavení hloubky sedačky a podnožky

Povolte oba šrouby pro nastavení hloubky sedačky a šrouby pro nastavení hloubky podnožky, nastavte hloubku sedačky i podnožky a utáhněte šrouby.

Úhlové nastavení podnožky

Stlačte tlačítka postranních kloubů podnožky, nastavte podnožku do požadované polohy a uvolněte tlačítka (obr.4)

Výškové nastavení zádové opěrky

Uvolněte šrouby rámečku zádové opěrky, nastavte výšku opěrky a zajistěte ji šrouby. Před manipulací s výškovým nastavením zádové opěrky odepněte potah a po nastavení do požadované polohy ho opět připněte.

Úhlové nastavení zádové opěrky

Uvolněte páčky zádových teleskopů, nastavte opěrku do požadované polohy a zajistěte páčky (obr.5).

Nastavitelné područky

U područek je nastavitelná výška.

Uvolněte područky. Nastavte područky do požadované výšky a zajistěte šrouby.

Při nastavování některých částí zařízení je potřeba použít imbusový klíč. Ten je umístěn v kapsičce na zadní straně zádové opěrky.

Při nastavování polohy zádové opěrky, sedáku, podnožky, eventuelně celé sedačky musí být vzdálenost mezi předními a zadními koly podstavce dostatečná, aby nedošlo k jeho převrácení.

Zabrzdnění zařízení

Pro zabrzdnění zařízení sešlápněte ovládací páčky brzd na obou zadních kolech zvlášť. Dojde tak k vysunutí části ovládací brzd, kterou zařízení opět odbrzdíte (obr.6).

Hrazdička

Hrazdičku zasuňte do trubek na bočních částech sedačky. Hrazdička je zajištěna pérovou pojistkou. Stiskněte pérovou pojistku a tahem směrem nahoru vyndejte hrazdičku.

Flexi sada a hlavová opěrka

Základní příslušenství je flexi sada, sloužící k regulaci šířky sedáku a hlavová opěrka k fixaci hlavy dítěte. Flexi sada se připevňuje pomocí suchých zipů.

Volitelné příslušenství pro polohovací zařízení Tampa SM42 je opěrka hlavy anatomická, nástavec zvyšovací pro opěrku hlavy.

Nástavec pro hlavovou opěrku slouží k regulaci výšky opěrky hlavy. Nástavec vložte do adaptéru na opěradle.

Nastavte libovolnou výšku hlavové opěrky a zajistěte šroubem s plastovou růžicí. Kompletní volitelné příslušenství

out and then you can release the brakes again by using it (pic.6).

Safety bar

To Insert the safety bar put both ends of safety bar into the seat side tubes at once. Safety bar is locked by pin releases. To take out the safety bar, press-pin release and lift the safety bar up.

Flexi pads and headwings

Both coming in optional equipment. Flexi pads set enables very flexible width-adjustments of the seat and headwings supports the child's head. They are fixed to the seat by velcro attachment.

Optional accessories for positioning products Tampa SM42 are : Flexi pads set, Headwings, Anatomic headrest, Headrest extension base and other equipment according to the actual list.

Headrest extension base is determined to desired height. Headrest extension base insert into the backrest bracket. Set desired height of the headrest and secure with a plastic screw rosette.

Getting into the chair

Ensure that the parking brake is on; to make getting into the seat easier it is suitable to place the footrest under the chair as much as it is possible and fold the footplate. If necessary, ask trustful person for help to hold the chair. Take the child into the chair carefully and use all fixations your chair is equipped, insert the safety bar and adjust the footrest. Always make sure that the child is sitting comfortably.

Getting out of the chair

Ensure that the parking brake is on; to easy getting out of the stroller is suitable to place the footrest under the chair as much as it is possible and fold the footplate. If it is necessary, ask trustful person for help to hold the chair. Unfasten all fixation accessories, take off the safety bar and get the child carefully out of the chair.

Upholstery

The upholstery of the seat is removable.

Backrest upholstery

Put it over the upper edge of backrest and bottom part of the upholstery slip into the gap between the backrest and the seat base and secure it by Velcro fasteners on the back side of backrest.

MAINTENANCE, PRODUCT DISPOSAL:

Your pediatric positioning seat has been designed to the high standard and with correct usage and maintenance will provide many years of trouble free service.

- make sure that you are familiar with the operation of the stroller. It should always open and fold easily. If it does not, do not force the mechanism - stop and read the instructions
- regularly inspect handle folding release, safety bar fittings, locking devices, catches, footrest, joints fixings and handle release safety clip to ensure they are secure, clean and in full working order
- brakes, wheels, tyres and upholstery are subjects to wear and should be replaced if necessary by a service centre.
- if the stroller is damaged or in need of any repair, only authorised service centres are allowed to provided this services.
- only spare parts supplied by company PATRON has to be used for repairs.
- should parts of your stroller become stiff or difficult to operate, ensure that dirt is not the cause, apply a light application of a spray lubricant e. g. WD 40 (do not use oil or grease). Ensure that the lubricant penetrates between the components but do not overspray as this may encourage the accumulation of dirt. Wipe off any spray excess. Regular lubrication of moving parts will extend the life of your stroller and make opening and folding easier.
- it is recommend to use rain cover when it rains (it is not standard equipment of the strollers)
- do not expose the stroller to the long-acting intensive solar radiation
- textile components of stroller and/or accessory must be used and stored in the way that the transparent plastic parts are not folded or turned tightly. Those can be damaged if the temperature is 5°C below zero.
- wheels, plastic and metal parts may be sponged clean with warm water and mild detergent.
- the seat fabric must be hand washed only at maximum temperature of 40°C, do not use laundry dryer.
- never clean with abrasive, ammonia based, bleaches and alcohol based cleaning compounds.
- after exposure to damp conditions, dry the product off with a soft cloth and leave fully open in warm and dry environment.
- store your stroller in a dry, safe place with recommended temperature 5-20°C.
- it is recommended that the stroller is checked by an approved service centre every 12 month
- We recommend that after 24 months visit a service department.
- Check and tighten the screw connections regularly.
- If there are used control cables (brakes, telescopes, tilt), check it regularly and, if necessary, set up and oil them.

Product lifetime: The expected product lifetime is 5 years. The expected product lifetime was used as a basis for product development and the definition of requirements for the use of the product for the given purpose. This data also includes maintenance requirements to ensure the required efficiency and safety of the product.

Disposal instructions: For disposal, the product must be disposed of in accordance with the local valid environmental protection regulations in the country, where the product was used.

WARRANTY CONDITIONS:

1. On this product is applied 24 months warranty from the date of sale. The warranty is applied for material and manufacturing defects.
2. The product has to be used entirely for the purpose it is designed for and the instructions in the user guide must be followed.
3. The product has to be properly used, maintained, cleaned and stored in accordance to the user guide instructions.
4. Do not pull down the identification tag. It has to be readable and undamaged for the whole warranty period.
5. The warranty case has to be claimed by the seller, where the product was bought. Properly filled "Warranty sheet" and the proof of purchase must be declared by the warranty application. Every defect should be claimed immediately
6. The claim procedure can be started when the device is delivered complete, in original packaging, carefully packed and secured against damage. The owner is committed to deliver the device clean in accordance to the general hygienic measures. The basic maintenance and cleaning cannot be expected or even required when claimed.
7. The warranty does not cover: failures caused by the overloading of the products, accident, forced damage, unauthorized changes made on the product and/or its accessories, natural wear and tear of parts, especially upholstery dirt and damage, wear of plastic parts, brakes, tyre profile and tyre puncture, etc.
8. The warranty is terminated whenever the following conditions arise: the user fails to follow the instruction mentioned in this user guide and manufacturer's storage and maintenance suggested procedures, or whenever the product is serviced by any other party except of authorised service centres, or when the identification label is not stucked on the stroller and also in the warranty sheet.
9. The warranty period cannot be interchanged with using period, that means for the lifetime period when correct use and maintenance of the product in accordance to the user guide are fulfilled.
10. The producer nor the importer is not liable for any loses and injuries caused by manipulation and usage of the product in conflict with the "User Guide" instructions.

The manufacturer, PATRON Bohemia a.s., reserves the right to make changes to the products.

NOTES:

které je uvedeno v objednacím listu.

Za kombinace se zdravotnickými prostředky a/nebo příslušenstvím od jiných výrobců, nepřebírá výrobce tohoto produktu žádnou odpovědnost. Povoleny jsou pouze produktové kombinace hodnocené z hlediska jejich účinnosti a bezpečnosti, které jsou výhradně povoleny kombinovat na základě dohody o kombinaci.


Indikace: lehká až závažná nebo úplná omezení pohybu uživatele.

Kontraindikace: Absolutní kontraindikace nejsou známy. Relativní kontraindikace - chybějící fyzické nebo psychologické předpoklady, výrazné plošné porušení povrchové tkáně (např. kůže, aj.).

Průvodní jevy: Při používání produktu se mohou výjimečně vyskytnout následující průvodní jevy - bolest krčního svalstva, svalů a kloubů, poruchy prokrvení, riziko dekubitů. V případě těchto průvodních jevů, či potíží kontaktujte ošetřujícího lékaře nebo terapeuta.

Identifikace produktu:

Informace na typovém štítku:

GTIN	Globální číslo obch. položky. Dle normy GS1 = UDI-DI – Jedinečná identifikace prostředku - identifikátor prostředku.
SN	Sériové číslo. Dle normy GS1 = UDI-PI – Jedinečná identifikace prostředku – identifikátor výroby.
REF	Kód výrobce pro variantu produktu
Mod.:	Variantu produktu / text
Spec.:	Variantu produktu / barevné provedení
	Informace o výrobcu/adresa

Datum výroby: Sériové číslo (první 3 číslice) obsahují datum výroby. („253“ = 253. měsíc od 01.01.2000 = leden 2021)

BEZPEČNOST A OCHRANA:

- Doprovodná osoba musí být obeznámena s instrukcemi uvedenými v návodu
- Kočárek může být používán jen na doporučení lékaře
- Před jízdou zkontrolujte zda dítě sedí pohodlně a zda se jeho oděv ani jiná textilie nemůže dostat do kontaktu s koly kočárku
- Kočárek nesmí být používán jako sedačka pro jízdu ve vozidle nebo autobuse
- Zajistěte, aby se dítě při nastavování kočárku nedostalo do styku s pohybujícími se částmi a nemohlo se zranit
- Při nastavování náklonu zádové opěrky musí obsluha jednat tak, aby nedošlo k náhlému sklopení opěrky
- Směr jízdy sedačky může být změněn jen v případě, že dítě nesedí v kočárku
- Nedovolte dítěti, aby nastupovalo a vystupovalo z kočárku bez pomoci doprovodné osoby
- Při nasedání a vystupování z kočárku musí být kočárek vždy zabrzděn
- Vždy se ujistěte, že jsou všechny fixační doplňky, bezpečnostní hrazdička a ostatní příslušenství správně připraveny a zajištěny
- Nestoupejte na stupačku
- Kočárek musí být zabrzděn vždy, když není v pohybu
- Překonávání obrubníku nejdříve vyzkoušejte s prázdným kočárkem
- Doprovodná osoba si musí být vědoma nebezpečí požáru; v budovách se informujte o umístění nouzového východu a o evakuačním plánu budovy
- Nenechte dítě, aby si hrálo s kočárkem, mohlo by dojít ke zranění
- Kočárek není určen k jízdě na schodišti.
- Jíždě s kočárkem vždy věnujte dostatečnou pozornost, abyste se vyhnuli nehodám, které by se mohly při případné nepozornosti přihodit
- Nepřetěžujte kočárek, při přetížení lůžka, sedačky, tašky, nebo koše by mohlo dojít k narušení stability kočárku
- Při manipulaci s kočárkem dávejte pozor, abyste nezranili sebe nebo dítě
- Pro překonání překážek použijte nájezdovou rampu nebo výtah, když je to možné
- Kočárek musí přenášet vždy nejméně dvě osoby
- Kočárek nikdy nepřenašejte, pokud si vy a váš pomocník nejste jisti, že je i s dítětem bezpečně přenesete
- Při jízdě s kočárkem po ulici dbejte pravidel bezpečnosti silničního provozu
- Neužívejte kočárek k jiným účelům, než ke kterým je určen
- Neužívejte kočárek pro větší počet dětí, než pro jaký byl konstruován

(Návod k obsluze - datum poslední revize: 21.08.2025)

ÚVOD:

Vážení zákazníci, před prvním použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tento dokument. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu. Budete-li mít nějaké dotazy ohledně produktu a jeho správného použití, obraťte se na odborný personál, či servisní středisko. Každou závažnou nežádoucí příhodu v souvislosti s produktem, či případné zhoršení zdravotního stavu uživatele v souvislosti s užíváním produktu, neprodleně ohlaste oficiálnímu distributorovi produktu ve vaší zemi, či výrobci produktu. Pro informace ohledně bezpečnosti a svolávacích akcích pro tento produkt, stejně jako produktové prohlášení o shodě, prosím kontaktujte oficiálního distributora produktu ve vaší zemi, či výrobci produktu. Tento dokument si pečlivě uschovejte pro následnou referenci.



..... **VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ**



..... **maximální nosnost výrobku.**

UPOZORNĚNÍ! Při nastavování kočárku držte prsty mimo pohybující se části mechanismu!

UPOZORNĚNÍ! Ponechat dítě bez dozoru může být nebezpečné

UPOZORNĚNÍ! Před použitím se přesvědčte, že všechna zajišťovací zařízení jsou zapojena

UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda přípevňovací zařízení sedačky je před použitím řádně připojeno

UPOZORNĚNÍ! Sedačka není vhodná pro dítě mladší 6 měsíců

VAROVÁNÍ! Tento výrobek není vhodný pro běhání a jízdu na bruslích

POZOR! Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí. Bezpečnost dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat podle návodu

PRODUKT – POPIS, FUNKCE, IDENTIFIKACE:

Obdrželi jste výrobek, který vám umožňuje všestranné každodenní použití doma. Před prvním použitím produktu se pečlivě seznámte s jeho manipulací, funkcí a použitím, aby byla vyloučena jakákoli možnost poranění. Dbejte zejména na dodržování následujících pokynů:

- Všichni uživatelé a/nebo jejich doprovodné osoby musí být zaškoleni odborným personálem ohledně ovládní produktu. Uživatelé a/nebo jejich doprovodné osoby jsou povinni si přečíst a poučit se zejména o zbytkových rizicích tohoto produktu, v souvislosti s bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Produkt byl přizpůsoben potřebám uživatele. Dodatečné změny smí provádět pouze odborný personál.
- Doporučujeme provést kontrolu přizpůsobení produktu 1 x ročně, aby bylo možné zajistit optimální nastavení produktu pro uživatele. Zejména u uživatelů s měnící se anatomii (např. tělesné rozměry a hmotnost) je doporučeno přizpůsobení minimálně 1 x za půl roku.
- Váš konkrétní produkt se může lišit od variant, které jsou zde vyobrazeny. Zejména pak není na vašem produktu namontováno veškeré volitelné příslušenství popisované v návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo na provádění technických změn u provedení popsáno v tomto návodu.

Funkce produktu:

Tento produkt je klasifikován jako neinvazivní terapeutický prostředek třídy 1. Produkt je určen ke krátkodobému i dlouhodobému použití. Produkt je ovládán doprovodnou osobou a slouží k přepravě dětí za pomoci jiné osoby.

Produkt je určen pro použití na pevném podkladu v interiérech.

Produkt slouží dětem s dočasným nebo trvalým omezením schopnosti chůze, neschopným chůze, či prostého stoje.

Produkt je vhodný pro uživatele, jejichž anatomie (např. tělesné rozměry a hmotnost) připouští použití tohoto produktu k danému účelu a jejichž kůže je neporušená. Produkt je nutné používat výhradně ve spojení s příslušenstvím,

SCHEMA DESCRIPTION

1. Handlebar
2. Seat
3. Frontbar
4. Footrest
5. Chassis
6. Sidewalls
7. Headrest
8. Armrest
9. Seat height lock
10. Telescopic seat frame holder
11. Telescopic chassis extension
12. Wheels with brake